

Anticorps Polyclonal Insrr De Lapin Pour Wb, Elisa - P14616

Numéro d'article: CM0017739



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'INSRR (IRR) humain pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. La protéine liée au récepteur de l'insuline agit comme un récepteur tyrosine kinase sensible au pH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INSRR pAb de lapin
Remarques / Alias	IRR; INSRR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3645
GeneID	3645
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 747-921 de l'INSRR humain (NP_055030.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P14616
Poids de la protéine	144kDa
Expédition	Sachet de glace