

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Insuline Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01308

Numéro d'article: CM0019526



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'insuline humaine (SWISS P01308), adapté pour les applications de Western blot, IHC-P, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, soutenant la recherche sur les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Insuline pAb de Lapin
Remarques/Alias	IDDM ; ILPR ; IRDN ; IDDM1 ; IDDM2 ; PNDM4 ; MODY10 ; Insuline
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	3630
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de l'INS humain (NP_000198.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01308
Poids Moléculaire Protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace