

Anticorps Monoclonal Lapin Intégrine Alpha V (Itgav/Cd51) Pour Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P06756

Numéro d'article: CM0003302



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Intégrine alpha V (ITGAV/CD51) pour humain, souris, rat. Validé pour Western blot, IHC-P, cytométrie en flux, ELISA. Non conjugué, cible ~116kDa, immunogène peptide synthétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal lapin Intégrine alpha V (ITGAV/CD51)
Remarques/Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Intégrine alpha V (ITGAV/CD51)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3685
GeneID	3685
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 949-1048 de l'intégrine alpha V humaine (ITGAV/CD51) (NP_002201.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06756
Poids de la protéine	116kDa
Expédition	Sac de glace