

Anticorps Monoclonal Lapin Ilk Lié À L'intégrine Pour Wb, Elisa - Q13418

Numéro d'article: CM0007837



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ILK liée à l'intégrine humaine (ILK, P59, ILK-1, ILK-2). Validé pour WB et ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une protéine d'échafaudage de 51 kDa critique pour la signalisation des intégrines et la dynamique des adhérences focales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin ILK lié à l'intégrine
Remarques/Alias	P59 ; ILK-1 ; ILK-2 ; p59ILK ; HEL-S-28 ; ILK lié à l'intégrine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3611
ID de gène	3611
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-452 de l'ILK liée à l'intégrine humaine (Q13418).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13418
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace