

## Anticorps Monoclonal Lapin Ip3R Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14643

Numéro d'article: CM0012402

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IP3R (ITPR1) humain. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible un canal calcique impliqué dans la signalisation calcique intracellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin IP3R                                                                                                                                  |
| Remarques/Alias      | ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)      | 3708                                                                                                                                            |
| GeneID               | 3708                                                                                                                                            |
| Immunogène           | Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 2200-2300 de l'IP3R humain (Q14643). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                           |
| Application          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                                                                                                                     |
| SWISS                | Q14643                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 314kDa                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                    |