

Anticorps Polyclonal Ipo11 De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q9Ui26

Numéro d'article: CM0015976

Introduction

Anticorps polyclonal IPO11 de Lapin validé pour WB et ELISA sur humain et souris. Cible l'Importine-11, un récepteur de transport nucléaire impliqué dans l'importation de protéines dépendante de Ran. Pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb IPO11 de Lapin
Remarques/Alias	RanBP11; IPO11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51194
GeneID	51194
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 776-975 de l'IPO11 humaine (NP_057422.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UI26
Poids moléculaire	113kDa
Expédition	Sac de glace