

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irak2 Pour Wb, Elisa - 043187

Numéro d'article: CM0028839



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IRAK2 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec l'IRAK2 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'IL-1 et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRAK2 pAb de lapin
Remarques/Alias	IRAK-2 ; IRAK2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3656
GeneID	3656
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'IRAK2 humain (NP_001561.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	043187
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace