


Anticorps Polyclonal De Lapin Irak3 Pour Wb Et Elisa - Q9Y616

Numéro d'article: CM0013864



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin IRAK3 validé pour WB et ELISA. Détecte l'IRAK3 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier les voies de signalisation du récepteur IL-1 et des récepteurs de type Toll. - Q9Y616

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IRAK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ASRT5; IRAKM; IRAK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11213
GeneID	11213
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 367-596 de l'IRAK3 humain (NP_009130.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y616
Poids Protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace