


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Isg15 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05161

Numéro d'article: CM0013107



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ISG15 validé pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains et de rat. La protéine ubiquitine-like ISG15 joue un rôle clé dans l'immunité antivirale innée et l'ISGylation. Idéal pour les DIS et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ISG15 Lapin pAb
Remarques/Alias	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; ISG15
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9636
ID de gène	9636
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de l'ISG15 humaine (NP_005092.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P05161
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace