

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itgb3 Pour Wb, Fc, Elisa - P05106

Numéro d'article: CM0024490



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ITGB3 validé pour WB, FC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. L'intégrine bêta-3 (CD61) est essentielle pour l'agrégation plaquettaire et l'adhésion cellulaire. Convient pour la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; intégrine bêta-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-718 de l'ITGB3 humaine (NP_000203.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05106
Poids de la protéine	86kDa/87kDa
Expédition	Sac de glace