

Itpk1 Lapin Pab - Q13572

Numéro d'article: CM0025819



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ITPK1 humain, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme des phosphates d'inositole, l'apoptose et la nécroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITPK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ITRPK1; ITPK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3705
Identifiant du gène	3705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 185-414 de l'ITPK1 humain (NP_055031.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13572
Poids moléculaire de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace