

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Pour Wb Et Elisa - Q92905

Numéro d'article: CM0022270



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le JAB1/CSN5/COPS5 humain (sous-unité 5 du signalosome COP9). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Permet l'étude des voies de conjugaison à l'ubiquitine et de déneddylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	JAB1/CSN5/COPS5 pAc Lapin
Remarques/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10987
ID de gène	10987
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 du JAB1/CSN5/COPS5 humain (NP_006828.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92905
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace