

Anticorps Polyclonal Lapin Jak2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60674

Numéro d'article: CM0016063



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité contre JAK2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec les humains, les souris, les rats. Idéal pour la recherche sur la signalisation JAK/STAT et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal lapin JAK2
Remarques/Alias	JTK10; JAK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3717
GeneID	3717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 933-1132 de JAK2 humain (NP_004963.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60674
Poids moléculaire de la protéine	131kDa
Expédition	Sac de glace