


Anticorps Monoclonal Lapin Jnk3 Pour Wb Et Elisa - P53779

Numéro d'article: CM0003495



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant JNK3/MAPK10, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation activée par le stress, l'apoptose neuronale et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	JNK3 Lapin mAb
Remarques/Alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5602
ID de Gène	5602
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de MAPK10 humain (P53779).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53779
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace