

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polyubiquitine Spécifique De La Liaison K33 Pour Wb, Db, Elisa

Numéro d'article: CM0000043

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la liaison K33 reconnaissant les chaînes de polyubiquitine. Adapté pour le Western Blot, le Dot Blot et l'ELISA ; réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-polyubiquitine spécifique de la liaison K33
GeneID (Humain)	7314
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Pain de glace