

## Anticorps Polyclonal De Lapin Spécifique À La Polyubiquitine Liée En K48 Pour Wb, Dot Blot, Elisa

Numéro d'article: CM0000033

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la polyubiquitine liée en K48 adapté au Western blot, au dot blot et à l'ELISA. Réactivité prédite avec l'humain, la souris, le rat et un large éventail d'espèces. Utile pour les études sur la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la polyubiquitine liée en K48                               |
| ID de gène (Humain) | 7314                                                                                                   |
| Immunogène          | Peptide synthétique correspondant à une séquence contenant une protéine polyubiquitinée (liaison K48). |
| Source              | Lapin                                                                                                  |
| Catégorie           | Autres anticorps modifiés                                                                              |
| Application         | WB, DB, ELISA                                                                                          |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat, Autre (large éventail prédit)                                                     |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                           |