


Acm De Lapin Spécifique De La Liaison K48 De L'ubiquitine - P0Cg47

Numéro d'article: CM0005308



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin détecte spécifiquement les chaînes de polyubiquitine liées en K48 dans des échantillons humains. Convient pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Poids de la protéine cible ~26 kDa (UniProt P0CG47).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin spécifique de la liaison K48 de l'Ubiquitine
Remarques/Alias	HEL-S-50 ; Ubiquitine spécifique de la liaison K48
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7314
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant la protéine Ubiquitine (liaison K48)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0CG47
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace