

Anticorps Polyclonal De Lapin Spécifique Aux Chaînes Polyubiquitinylées K6 (Pab) | Wb, Db, Elisa Pour Les Études Sur La Voie De L'ubiquitine

Numéro d'article: CM0000048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique des chaînes polyubiquitinylées à liaison K6. Validé pour le Western blot, le dot blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la détection spécifique de la liaison ubiquitine dans le développement de dosages IVD et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin spécifique de la liaison K6
GeneID (Humain)	7314
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence contenant une protéine polyubiquitinylée (liaison K6)
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
Expédition	Sac de glace