

Kbtbd3 Lapin Pab - Np_081238.2

Numéro d'article: CM0023149

Introduction

Le KBTBD3 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre un fragment recombinant de la protéine KBTBD3 de souris. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'homme. Convient à la recherche sur l'ubiquitination et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KBTBD3 Lapin pAb
Remarques / Alias	Bklhd3; 2200003A07Rik; KBTBD3
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	143879
Identifiant du gène (Souris)	69149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-607 de la KBTBD3 de souris (NP_081238.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace