

Kbtbd7 Pab De Lapin - Q8Wvz9

Numéro d'article: CM0027819

Introduction

KBTBD7 pAb de lapin est un anticorps polyclonal pour WB et ELISA, ciblant la protéine KBTBD7 humaine avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Il étudie la signalisation RAC1, l'ubiquitination et la régulation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KBTBD7 pAb de lapin
Remarques/Alias	KBTBD7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	84078
Identifiant du gène	84078
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 475-684 de la protéine KBTBD7 humaine (NP_115514.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WVZ9
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace