


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kcnc1 Pour Wb, Elisa - P48547

Numéro d'article: CM0025424



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNC1 validé pour WB et ELISA, avec une large réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Détecte le canal potassique dépendant du voltage KCNC1 (Kv3.1), critique pour la repolarisation rapide des neurones cérébraux à décharge rapide. Convient pour la recherche en neurosciences et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3746
GeneID	3746
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du KCNC1 humain (NP_004967.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48547
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace