

Kcnj3 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P48549

Numéro d'article: CM0027722

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KCNJ3 humain (GIRK1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des canaux potassiques rectifieurs entrants activés par les protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNJ3 Lapin pAb
Remarques/Alias	KGA; GIRK1; KIR3.1; KCNJ3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3760
GenelD	3760
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50 et 150 du KCNJ3 humain (NP_002230.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48549
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace