


Anticorps Polyclonal Kcnk9 (Lapin) Pour Wb, Elisa - Q9Npc2

Numéro d'article: CM0029373



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNK9 de haute qualité pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec le KCNK9 humain, de souris et de rat, un canal potassium sensible au pH impliqué dans l'excitabilité neuronale et la régulation hormonale. Idéal pour les études en neurosciences et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNK9 Lapin pAb
Remarques/Alias	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51305
GeneID	51305
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du KCNK9 humain (NP_001269463.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPC2
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace