


Pab De Lapin Anti-Kcnmb2 Pour Wb, Elisa - Q9Y691

Numéro d'article: CM0016967



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KCNMB2 validé pour la WB et l'ELISA, réactif chez l'humain, la souris et le rat. Cible la sous-unité bêta-2 du canal BK et module l'inactivation du canal potassique KCNMA1. Convient à la recherche sur les canaux ioniques dans les tissus neurologiques et rénaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KCNMB2
Remarques/Alias	KCNMB2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10242
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68 à 194 de KCNMB2 humain (NP_005823.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9Y691
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace