


Anticorps Polyclonal De Lapin Kcnu1 Pour Wb Et Elisa - A8Myu2

Numéro d'article: CM0014840



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine KCNU1 humaine (Slo3/KCa5). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec le rat. Cible un canal potassique spécifique du testicule essentiel à la capacitation spermatique et à la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KCNU1 pAb de lapin
Remarques / Alias	KCa5; Slo3; KCNMC1; KCa5.1; Kcnma3; SPGF79; KCNU1
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	157855
GeneID	157855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 920-1149 de la KCNU1 humaine (NP_001027006.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	A8MYU2
Poids de la protéine	130 kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigéré