

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abca6 Validé Par Kd Pour Wb Et Elisa - Q8N139

Numéro d'article: CM0020664

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD ciblant l'ABCA6 humain. Adapté pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité sur l'humain, la souris et le rat. ABCA6 est un transporteur de lipides probable des macrophages localisé dans l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Nom	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps polyclonal de lapin anti-ABCA6
Remarques/Alias	EST155051 ; [Validé KD] ABCA6
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	23460
GeneID	23460
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1518-1617 de l'ABCA6 humain (NP_525023.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N139
Poids moléculaire de la protéine	184 kDa
Expédition	Sac de glace