

[Validé Par Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acsl4 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Numéro d'article: CM0007060

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin validé par KD spécifique pour ACSL4. Pour Western blot, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte l'ACSL4 humaine, de souris et de rat. Outil clé pour la recherche sur la ferroptose et le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	[Validé par KD] ACSL4 mAc de lapin
Remarques/Alias	ACS4; FAcl4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2182
GeneID	2182
Immunogène	Peptide synthétique dérivé de l'ACSL4 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60488
Poids moléculaire	79 kDa
Expédition	Sac de glace