


[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adar1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55265

Numéro d'article: CM0011550



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin recombinant [KD Validé] cible l'ADAR1 humain (P55265, 136 kDa). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient à la recherche sur l'édition d'ARN et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ADAR1 [KD Validé]
Remarques/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Espèce cible	Humaine
ID du gène (Humain)	103
ID du gène	103
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 610-810 de l'ADAR1 humain (NP_001102.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P55265
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace