

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atf1 Validé Par Kd Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18846

Numéro d'article: CM0011458

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD dirigé contre l'ATF1 humain (TREB36, EWS-ATF1). Réagit avec les antigènes humains, murins et de rat. Convient pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la prolifération cellulaire et des réponses au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ATF1 [validé par KD]
Remarques/Alias	TREB36 ; EWS-ATF1 ; FUS/ATF-1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	466
GeneID	466
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P18846
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace