

[Validé Par Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atg7 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - 095352

Numéro d'article: CM0003628

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ATG7 validé par KD pour Western blot, IHC-P, IP et ELISA. Détecte l'ATG7 humain, de souris et de rat (~78 kDa). Soutient la recherche sur l'autophagie et la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] mAb de lapin anti-ATG7
Remarques/Alias	GSA7 ; [Validé par KD] ATG7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10533
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'Atg7 (Apg7) humain (095352).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095352
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace