

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Aurora B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Numéro d'article: CM0004060



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Aurora B [KD Validé] fiable, adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'Aurora kinase B dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la mitose, la ségrégation des chromosomes et la cytodierèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] Aurora B Rabbit mAb
Remarques / Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; [KD Validated] Aurora B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9212
GeneID	9212
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Aurora B humain (NP_004208.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96GD4
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace