

[Kd Validated] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bcl-2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Numéro d'article: CM0002068



Introduction

Anticorps monoclonal lapin [KD Validated] Bcl-2 de haute spécificité validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Reconnaît le Bcl-2 humain et de souris avec un poids prédit de 26 kDa. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validated] Bcl-2 mAb Lapin
Remarques/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	596
GeneID	596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-211 du Bcl-2 humain (P10415).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P10415
Poids Protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace