


Anticorps Monoclonal Anti-Bub1 Validé Kd Pour Wb, Elisa - O43683

Numéro d'article: CM0006775



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD contre BUB1 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Essentiel pour le point de contrôle de l'assemblage du fuseau et l'alignement des chromosomes pendant la mitose. Réagit de manière croisée avec l'humain. Poids protéique ~115-122 KDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] BUB1 AcM de lapin
Remarques/Alias	BUB1A, BUB1L, hBUB1, MCPH30, BUB1 validé KD
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	699
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de BUB1 humain. (NP_004327.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43683
Poids protéique	115 KDa / 120 KDa / 122 KDa
Expédition	Sac de glace