

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caséine Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Pour Wb, Elisa - P68400

Numéro d'article: CM0003795



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Caséine Kinase 2 alpha validé pour WB et ELISA. Cible la protéine humaine CSNK2A1, une kinase clé dans les voies du cycle cellulaire, de l'apoptose, de la transcription et de la réparation de l'ADN. Usage recherche uniquement, non destiné aux diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[KD Validé] Anticorps monoclonal de lapin anti-Caséine Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Remarques/Alias	CKII, Cka1, Cka2, CK2A1, OCND5, [KD Validé] Caséine Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1457
GeneID	1457
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P68400
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace