

[Validé Kd] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cat1 Pour Western Blot - P30825

Numéro d'article: CM0028158

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le transporteur de cations d'acides aminés de haute affinité 1 (CAT1/SLC7A1), validé pour les applications Western blot et ELISA ; détecte le CAT1 humain et murin. Convient pour les études sur le transport et les récepteurs viraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] CAT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6541
GeneID	6541
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du SLC7A1 humain (NP_003036.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	Western Blot, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P30825
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace