


[Kd Validated] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ccnt1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O60563

Numéro d'article: CM0007726



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé contre la Cycline T1 humaine (CCNT1), essentielle pour l'élongation transcriptionnelle. Convient pour WB, IP, IF/ICC et ELISA. Idéal pour les applications de recherche sur la transcription et le VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validated] CCNT1 mAb Lapin
Remarques / Alias	CCNT; CYCT1; HIVE1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	904
ID de Gène	904
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 621-720 de la Cycline T1 humaine (NP_001231.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O60563
Poids Protéique	81kDa
Expédition	Sac de glace