

[Validé Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd98/Slc3A2 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P08195

Numéro d'article: CM0005096



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD contre le CD98/SLC3A2 humain (4F2hc), validé pour WB, IF/ICC, FC, ELISA. Essentiel pour le transport des acides aminés, la signalisation des intégrines et l'entrée virale. Idéal pour la recherche sur le cancer et les infections.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin CD98/SLC3A2
Remarques/Alias	4F2 ; CD98 ; MDU1 ; 4F2HC ; 4T2HC ; NACAE ; CD98HC ; CD98/SLC3A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6520
GeneID	6520
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-630 du CD98/SLC3A2 humain (NP_002385.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08195
Poids protéique	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace