

[Kd Validated] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cox Iv Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13073

Numéro d'article: CM0019735



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la sous-unité IV de la cytochrome c oxydase (COX IV) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il présente une réaction croisée avec la souris et le rat, idéal pour l'étude du transport des électrons mitochondriaux et de la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] COX IV Lapin pAb
Remarques/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; [KD Validated] COX IV
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1327
GeneID	1327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-98 de COX IV humaine (NP_001852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13073
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace