


[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Crebbp Pour Wb/If/Ihc - Q92793

Numéro d'article: CM0009257



Introduction

Anticorps monoclonal CREBBP de lapin fiable, validé pour les applications de knockdown. Détecte CREBBP humain, murin et de rat en WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. UniProt : Q92793.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] AcM de lapin anti-CREBBP
Remarques/Alias	CBP ; RSTS ; KAT3A ; MKHK1 ; RSTS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1387
GeneID	1387
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2343 et 2442 de CREBBP humain (NP_004371.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92793
Poids protéique	265 kDa
Expédition	Sac de glace