


[Validé Kd] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cyb5R3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00387

Numéro d'article: CM0005014



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD ciblant CYB5R3 humain (DIA1/B5R) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Protéine de 34 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et l'érythropoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] CYB5R3 mAb de lapin
Remarques / Alias	B5R; DIA1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1727
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 27 et 301 de CYB5R3 humain (NP_000389.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00387
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac isotherme