


Anticorps Monoclonal Lapin Kd Validé Anti-Cyclophiline F Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30405

Numéro d'article: CM0009828



Introduction

Anticorps monoclonal lapin KD validé ciblant la Cyclophiline F humaine (PPIF, CypD).
Applications : WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur l'apoptose mitochondriale, la nécrose et le pore de transition de perméabilité. Poids moléculaire de 22 kDa, réactivité croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] Cyclophiline F mAb lapin
Remarques / Alias	CYP3 ; CypD ; CyP-M ; Cyp-D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10105
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 108 et 207 de la Cyclophiline F humaine (NP_005720.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30405
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace