

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dec1 Pour Wb, Elisa - O14503

Numéro d'article: CM0007310

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre DEC1 humain (BHLHE40), validé pour le Western blot et l'ELISA. Conçu pour la recherche sur le rythme circadien, la transcription et la différenciation des chondrocytes. SWISS : O14503.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] Anticorps monoclonal de lapin anti-DEC1
Remarques/Alias	DEC1 ; HLB2 ; BHLHB2 ; Clast5 ; SHARP2 ; STRA13 ; Stra14 ; SHARP-2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-300 de DEC1 humain (NP_003661.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14503
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace