

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dnmt1 Validé Par Kd Pour Wb, Ip, Elisa - P26358

Numéro d'article: CM0003731



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin validé par KD ciblant la DNMT1 humaine. Validé pour WB, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de la méthylation de l'ADN, de l'héritage épigénétique et du développement du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DNMT1 Lapin mAb [validé par KD]
Remarques / Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [Validé KD] DNMT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1786
Identifiant du gène	1786
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26358
Poids de la protéine	183 kDa
Expédition	Sac de glace