


Anticorps Monoclonal Anti-Dync1H1 Validé Par Kd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14204

Numéro d'article: CM0009089



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD ciblant le DYNC1H1 humain. Convient pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Spécifique de la chaîne lourde 1 de la dynéine cytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-DYNC1H1
Remarques/Alias	p22; DHC1; DNCL; DYHC; HL-3; CMT2O; DHC1a; DNCH1; DNECL; Dnchc1; CDCBM13; SMALED1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1778
GeneID	1778
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 du DYNC1H1 humain (NP_001367.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14204
Poids moléculaire de la protéine	532 kDa
Expédition	Sac de glace