


[Validé Kd] Anticorps Monoclonal Anti-Echs1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30084

Numéro d'article: CM0010178



Introduction

[Validé KD] ECHS1 mAb de Lapin pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'ECHS1 humain, souris, rat. Immunogène recombinant ; cible l'énoyl-CoA hydratase dans la recherche sur l'oxydation des acides gras et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] ECHS1 mAb de Lapin
Remarques/Alias	SCEH; mECH; mECH1; ECHS1D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1892
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-290 de l'ECHS1 humaine (NP_004083.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30084
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace