


[Validé Kd] Anti-Egfr Lapin Polymab® Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0005827



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-EGFR [Validé KD] pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'EGFR humain, une récepteur tyrosine kinase clé impliqué dans le cancer et la transduction du signal. Idéal pour la recherche en oncologie et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] EGFR Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	EGFR ; ERBB ; ERBB1 ; HER1 ; NISBD2 ; PIG61 ; mENA ; récepteur du facteur de croissance épidermique
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1956
Immunogène	Protéine recombinante de l'EGFR humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids protéique	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace