

[Kd Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif4E Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Numéro d'article: CM0023617



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'eIF4E humain, un facteur d'initiation de la traduction. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'eIF4E humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la traduction dépendante de la coiffe et de l'export des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[KD Validé] eIF4E Rabbit pAb
Remarques / Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; 4E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1977
GeneID	1977
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 1-100 de l'eIF4E humain (NP_001959.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06730
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace