

[Validé Par Kd] Anticorps Polyclonal Anti-Erk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27361

Numéro d'article: CM0013511



Introduction

[Validé par KD] Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ERK1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] ERK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERK1, ERT2, ERK-1, PRKM3, P44ERK1, P44MAPK, HS44KDAP, HUMKER1A, p44-ERK1, p44-MAPK, K1
Espèce	Humain
ID de gène	5595
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'ERK1 humain (NP_002737.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27361
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace