


## [Kd Validated] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Légère De Ferritine (Ftl) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Numéro d'article: CM0002011



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne légère de ferritine humaine (FTL). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur l'homéostasie du fer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | [KD Validated] mAc de Lapin Chaîne Légère de Ferritine                                                                                                                       |
| Remarques/Alias     | LFTD; NBIA3; Chaîne Légère de Ferritine                                                                                                                                      |
| Espèce              | Humain                                                                                                                                                                       |
| ID de Gène (Humain) | 2512                                                                                                                                                                         |
| ID de Gène          | 2512                                                                                                                                                                         |
| Immunogène          | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-175 de la chaîne légère de ferritine humaine (NPX000137.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                                                        |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                             |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                                          |
| SWISS               | P02792                                                                                                                                                                       |
| Poids Protéique     | 20kDa                                                                                                                                                                        |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                                                                 |