

[Validé Par Kd] Anticorps Polyclonal Anti-Fgfr3 Pour Wb, Fc, Elisa - P22607

Numéro d'article: CM0019096



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KD ciblant le FGFR3 humain (P22607), adapté pour le Western blot, la cytométrie en flux et l'ELISA. FGFR3, un récepteur tyrosine kinase, joue un rôle clé dans le développement squelettique et l'oncogenèse, ce qui en fait une cible de recherche essentielle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD]FGFR3 Lapin pAb
Remarques / Alias	FGFR3; ACH; CD333; CEK2; HSGFR3EX; JTK4; récepteur 3 du facteur de croissance des fibroblastes
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2261
GeneID	2261
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-375 du FGFR3 humain (NP_000133.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P22607
Poids de la protéine	75kDa/85kDa/87kDa/88kDa
Expédition	Sac de glace